

1609922 - Wiegand® masterkey voor EuroLock code slot - 1 st



Beschrijving

Deze **Masterkey** is speciaal ontworpen voor gebruik met het **Wiegand® EuroLock elektronisch codeslot**. De sleutel biedt een betrouwbare **noodoplossing** om het slot te openen wanneer toegang via de gebruikers- of beheercode niet mogelijk is.

Kenmerken van de Wiegand® Masterkey:

- Geschikt voor gebruik met alle varianten van het **Wiegand® EuroLock codeslot**
- Biedt **noodtoegang** bij vergeten code of lege batterij
- **Eenvoudig in gebruik**, met directe mechanische ontgrendeling

Onmisbaar in omgevingen waar **veiligheid en continuïteit** cruciaal zijn

*Opgelet: dit artikel betreft **uitsluitend de Masterkey**.*

Specificaties

Merk	Wiegand
sku	1609922
Type verpakking	Stuk