

1549210 - HK 42 Verwarmingskussen super cosy - 1 st



Beschrijving

Super zacht, warm en gezellig. Het warmtekussen met snelle opwarmfunctie en ademend oppervlak verwarmt je perfect. Heeft een Beurer beveiligingssysteem (BSS), een automatische uitschakeling na 90 min en een nauwkeurige elektronische temperatuurregeling. Het kussen mag gewassen worden in het wasmachine op 30°, en is vervaardigd uit 100% katoen.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 33 cm, L 44 cm
Warmtefunctie	Ja
Vermogen	100 W
sku	1549210
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk