


**1543263 - Foley 2-wegs verblijfsondes - met ballon 5 - 10 ml -
silicone - 40 cm - Ch 16 - oranje - 1 x 10 st**



Beschrijving

De Foley verblijfsonde van Dahlhausen met ballon wordt gebruikt voor blaas lediging en postoperatieve drainage en kan zowel voor vrouwen als mannen gebruikt worden. De sonde is vrij van latex. Deze silicone verblijfsondes hebben een gebruiksduur van maximaal 6 weken.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Steriel	Ja
Lengte sonde	40 cm
Samenstelling	Silicone
Latex vrij	Ja
sku	1543263
Diameter sonde	Ch 16
Geslacht	Unisex
Kleur	Oranje
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos