


## 1553467 - Beengeleider Traincare Comfort kids voor MOTomed Letto 2 - kinderversie



### Beschrijving

**MOTomed** TrainCare Comfort kids beengeleiders met verstelbare kniebescherming is speciaal gemaakt voor kinderen

#### Voordelen

- Voor een veilige begeleiding en ondersteuning van de benen, voorkomt onbedoelde zijwaartse bewegingen van de benen
- Vermijd overstreking en blokkeren van de kniegewrichten
- Knieflexie individueel instelbaar
- Beengeleiders met plastic gecoate kuitschaal en desinfecteerbare expanders
- Aangename fixatie aan de hand van velcro-banden

### Specificaties

<b>Merk</b>	MOTomed
<b>sku</b>	1553467
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk