

1553745 - KARDIOMED 521 - Cross Walk



Beschrijving

Een reeks cardiorespiratoire test- en trainingsapparaten met als voordeel dat ze geen aansluiting naar het stroomnetwerk vereisen. Gericht op medisch gebruik in ziekenhuizen, revalidatiecentra of in een privépraktijk. Voldoet aan alle normen voor veilig en intensief gebruik (MDR).

De 521-serie apparaten zijn netstroom onafhankelijk. Ideaal te combineren in een oefenzaal met kracht- apparatuur (Compass®). Via een Smartcardreader kunnen ze worden geïntegreerd in het ProxoTrain®/ProxOs® concept.

Kenmerken

- Hybride remsysteem, geen externe voeding nodig
- Verschillende programma's (Quick start, Watt, FC, Isokinetic, Interval, Afstand,...)
- LCD Controlescherm
- Nauwkeurige hartslagmeting en sturing met behulp van een POLAR-apparaat
- Verschillende uithoudingstests via interface RS232 met IPN Suite software
- Veiligheid getest in overeenstemming met de Europese Wet op medische hulpmiddelen
- Ingebouwde smartcardreader voor integratie in de ProxoTrain®/ProxOs® software

Specificaties

Merk	Proxomed
sku	1553745
Soortgelijke producten	Nee
Max. gewicht volwassene	150 kg
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk