

1550445 - Integra™ spuit - 3 ml - 100 st



Beschrijving

De eerste intrekbare spuit met veersysteem en afneembare naald. Zo kan de clinicus optrek- en injectienaalden verwisselen. De **BD** Integra™ spuit heeft een bijzonder kleine dode ruimte. Dit verhoogt de nauwkeurigheid van de dosering en kan verspilling van medicatie en kostprijs verlagen. Het intrekmechanisme kan vóór of na de terugtrekking van de naald geactiveerd worden.

Specificaties

Merk	BD
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
sku	1550445
Veiligheidsmechanisme	Nee
Inhoud	3 ml
Plaats van de tip	Concentrisch
Sterilisatie methode	Radiatie
Tip	Luer slip
Type verpakking	Doos