

1018553 - Manuele bloeddrukmeter Manuel II - 2 slangen - velcromanchet volwassenen - etui - 1 st



Beschrijving

Dubbele buis-bloeddrukmeter. Anti-overdrukmeter, precisiemeting, schokbescherming. Schaalverdeling 48 mm, stevige metalen behuizing, verchroomd. Schroefaansluiting voor snelle manchetwissel. Levering in etui, gebruiksaanwijzing, standaard manchet met klittenband voor armomvang van 22-32 cm.

Specificaties

Merk	BOSO
sku	1018553
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk