

## 1550554 - Dover Tiemannsondes met ballon 5 - 10 ml - silicone - 44 cm - Ch 16 - 1 x 10 st



### Beschrijving

Tiemann siliconen katheters met Tiemann tip zijn gemaakt van biocompatibel, anorganisch, niet-poreus, niet-toxisch en niet-klevend materiaal. Dat helpt de incidentie van korstvorming, urethritis en strictuur te verminderen in vergelijking met latexkatheters, de katheters zijn vrij van latex. De katheters zijn verpakt in een buitenste peel-back zakje en een gemakkelijk te openen binnenste schede. Deze sonde kan worden gesteriliseerd met ethyleen oxide.

## Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Cardinal Health              |
| <b>Product afmetingen</b>   | L 44 cm                      |
| <b>Samenstelling</b>        | 100% silicone                |
| <b>Latex vrij</b>           | Ja                           |
| <b>Steriel</b>              | Nee                          |
| <b>sku</b>                  | 1550554                      |
| <b>Diameter sonde</b>       | Ch 16                        |
| <b>Geslacht</b>             | Unisex                       |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                         |