


## 1546292 - Linido gebogen wandbeugel 90° - 50 x 100 cm - rvs gepolijst/wit: rechts - 1 st



### Beschrijving

De wandbeugel 90° wordt aanbevolen voor gebruik bij douche of bad. Het horizontale deel van de beugel biedt steun tijdens het staan onder de douche en tijdens transfers. Het verticale deel vormt, in combinatie met een douchekophouder, een veilige glijstang die ook steun biedt. Door de lengte van het verticale gedeelte is de douchekophouder voldoende verstelbaar voor zowel de staande als zittende gebruiker. Voor de 90°-beugel geldt dat zij eenvoudig te monteren is. De goed bereikbare montagepunten worden na bevestiging afgedekt met kunststof afdekkappen. De 3de flens bij de 90°-beugel waarborgt extra stabiliteit en veiligheid.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2611.0042-00
<b>Buigingshoek van 60°</b>	Ja
<b>sku</b>	1546292
<b>Categorie wandbeugels</b>	Gebogen wandbeugels
<b>Kleur</b>	RVS gepolijst/wit
<b>Lengte wandbeugel</b>	500 x 1000 mm
<b>Materiaal</b>	RVS gepolijst
<b>Type verpakking</b>	Stuk