

1575383 - Linido douchestoel zelfrijder - zithoogte 540 mm - wit - 1 st



Beschrijving

De **Linido zelfrijder douchestoel met HT-bekleding** is ideaal voor minder mobiele gebruikers die veilige, stabiele ondersteuning nodig hebben tijdens het douchen of wassen. Met een **zithoogte van 540 mm** is deze stoel geschikt voor vochtige omgevingen zoals badkamers.

De ergonomische **zitting en rugleuning** zijn voorzien van duurzame, waterbestendige HT-bekleding die zich aanpast aan de lichaamstemperatuur. **Opklapbare armleuningen** bieden comfortabele ondersteuning en maken zijwaartse transfers eenvoudig.

Uitgerust met **24? zelfrijwielen met hoepel en rem**, twee zwenkwielen (Ø125 mm) met dubbele rem, en **verstelbare voetensteunen** voor optimale beenondersteuning. De stoel is eenvoudig te manoeuvreren en biedt betrouwbare stabiliteit bij transfers of verzorging.

? **Belangrijkste kenmerken:**

- Zelfrijdende douche-/toiletstoel
- Waterbestendige, hygiënische HT-bekleding
- Zachte, comfortabele zitting
- Individueel opklapbare armleuningen
- In hoogte verstelbare voetensteunen
- Stevig buisframe, max. draagvermogen 200 kg

Specificaties

Merk	Linido
Product afmetingen	B 65 cm, H 54 cm, L 108 cm
SKU leverancier	LI2142.0001-02
sku	1575383
Wielen	Ja
Kleur	Wit
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk