

**1610009 - VICRYL RAPIDE™ hechtdraad 2/0 - 24 mm - 75 cm -
VR2253 - 36 st**



Beschrijving

Gecoate, gevlochten VICRYL RAPIDE™ hechtdraad is een synthetische steriele chirurgische hechtdraad. Resorbeerbaar door hydrolyse, knoopvriendelijk en uitstekend hanteerbaar. Behandeld voor snelle resorptie, hechtingen hoeven niet verwijderd te worden. Vervaardigd uit een copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide.

Voordelen

- Multifilament
- Synthetisch
- Resorptietijd: 42 dagen

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	VR2253
Samenstelling	Copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Ja
sku	1610009
Draadlengte	75 cm
Draaddikte	2/0
Kleur	Ongeverfd
Naald lengte	24 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Doos