

1539050 - WelchAllyn lenskapjes voor thermoscan pro 6000 - 1 x 800 st



Beschrijving

De lenskapjes voor de Thermoskan Pro 6000 oorthermometer zorgen voor een maximale hygiënische temperatuurmeting bij elke patiënt. Na eenmalig gebruik kunnen de beschermkappen gewoon worden weggegooid. Hierdoor hoeft de tip van de thermometer niet te worden gereinigd en gedesinfecteerd. Het gebruik van lenskapjes bespaart tijd en vermindert het risico op kruisbesmetting. De lenskapjes voor de meetsonde kunnen snel en eenvoudig worden vervangen.

Voordelen

- Speciaal ontworpen voor de geavanceerde technologie van de Thermoscan Pro met voorverwarmde tip
- Deze speciale doppen maken een foutloze meting mogelijk
- Hygiënische beschermkappen
- Vermijden van kruisbesmetting
- Geschikt voor de Welch Allyn B.Braun ThermoScan Pro 6000 oorthermometer
- Te vervangen na elk gebruik
- Geen reiniging of desinfectie nodig

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1539050
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk