


## 1531673 - Benjamin Kangaroo Sweater



### Beschrijving

De Benjamin Kangaroo Sweater wordt gebruikt om veilig en comfortabel te buidelen of kangoeroeën. Het wordt in het ziekenhuis op de Neonatale Intensive Care, High Care en op Medium Care afdelingen gebruikt onder begeleiding van professionals. Het is zeer geschikt om te buidelen met premature, dysmature en/of zieke baby's.

#### De voordelen van de Kangaroo Sweater:

- Het kind ligt veilig en warm in de buidel.
- De ouder heeft meer bewegingsvrijheid.
- Faciliteert ouders om ontspannen langere periodes te kangoeroeën.
- Sondes, beademingsslangen, infuuslijnen en snoeren van bewakingsapparatuur kunnen veilig worden vastgemaakt.
- Er kan extra warmte worden gegeven door middel van een hot-pack.
- De ouder kan het gezicht van het kind zien met behulp van de spiegels in de mouwen.
- De ouder kan door middel van speciale openingen het kind aanraken.
- Het vest biedt privacy aan de ouder aangezien je niet ontkleed bent.
- Buidelen en kolven kan tegelijk.
- Met een speciale tweelingbuidel kun je ook met een tweeling buidelen.

## Specificaties

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Merk            | Benjamin Care |
| SKU leverancier | BKS-002-000   |
| sku             | 1531673       |
| Type verpakking | Stuk          |