

1015377 - 3M™ Comply™ sterilisatietape - autoclaaf - 18 mm x 55 m - 1 st



Beschrijving

3M™ Comply™ indicator tapes zijn ontworpen voor gebruik bij stoomsterilisatie als methode om verpakkingen vast te zetten en verwerkt van onbewerkt te onderscheiden. De tape kan worden gebruikt met zowel wegwerp- als herbruikbare wikkels. Vrij van lood.

Specificaties

Merk	Solventum
sku	1015377
Maat	18 mm x 55 m
Sterilisatie methode	Stoom
Type verpakking	Stuk