

## 1543413 - Digitale opstapweegschaal met bodyfatanalyse BF220 - 180 kg - 1 st



### Beschrijving

Digitale opstapweegschaal met LCD-scherm en sterke glazen stavlak in XL formaat. Meet het gewicht, lichaamsvet, % water, % spieren en heeft 5 activiteitsniveau's, een geheugen voor 10 gebruikers. Schaklet automatisch uit en heeft overbelastingsindicator, de elektroden zijn gemaakt van geborsteld roestvrij staal.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Geheugen</b>	Ja
<b>Gekalibreerd</b>	Nee
<b>Max. gewicht</b>	180 kg
<b>Met meetlat</b>	Nee
<b>BMI indicatie</b>	Nee
<b>Bebat tax</b>	0.05 EUR
<b>Automatisch step-on functie</b>	Ja
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>sku</b>	1543413
<b>Gradatie weegschaal</b>	100 g
<b>Klasse weegschalen</b>	nvt
<b>Type weegschaal</b>	Digitale weegschalen met lichaamsvetmeting
<b>Type verpakking</b>	Stuk