

1539391 - Emerald™ spuiten - 3-delig - luer slip - 10 ml - 1 x 100 st



Beschrijving

De **BD** Emerald™ 3-delige spuit is voorzien van een rubberen kegel voor een soepele, lekvrije beweging. Inclusief een latexvrije stop die lekkage van geneesmiddelen voorkomt en de inhoud van de spuit meet. Deze spuit wordt gebruikt voor algemene aspiratie en injectie van vloeistoffen en kan worden gebruikt met conventionele of veiligheidsonderhuidse naalden, stompe vulnaalden en andere ISO Luer-conforme fittingen.

Specificaties

Merk	BD
Samenstelling	Cilinder: polypropyleen, zuiger: polypropyleen, zuigerdichting: thermoplastisch elastomeer
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Nee
Normeringen	ISO 7886-1, ISO 594
sku	1539391
Inhoud	10 ml
Plaats van de tip	Concentrisch
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Tip	Luer slip
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos