

1550804 - Onderzoekstafel Ritter 224 - elektrisch - seamless bekleding - 1 st



Beschrijving

De Ritter 224 maakt deel uit van het gekende Midmark-gamma. Deze onderzoekstafel is elektrisch in hoogte verstelbaar met een lage instaphoogte. De onderzoekstafel Ritter 224 is veelzijdig inzetbaar bij zowel huisartsen, gynaecologen, alsook binnen andere specialisaties. Door zijn kleine footprint, ergonomische functies voor zowel de arts als de patiënt vindt deze robuuste tafel zijn plaats binnen elk dokterskabinet.

Specificaties

Merk	Midmark
Product afmetingen	B 77 cm, L 193 cm
Wielen inbegrepen	Nee
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	46-94 cm
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
sku	1550804
Aantal delen	3-delig
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk