

## 1009904 - Steekbedpan - ovaal - kunststof - zonder deksel - 1 st



### Beschrijving

De schuin aflopende voorzijde en het handvat aan de achterzijde maken de bedpan comfortabel en eenvoudig in gebruik. Ook is het handig wanneer u niet uit bed kan of mag komen als u uw behoefte moet doen. Door het lichte gewicht is de bedpan handig in gebruik en is het makkelijk om onder het lichaam te plaatsen. Daarnaast is het materiaal makkelijk schoon te maken voor hergebruik. Steriliseerbaar met ethyleen oxide bij een lage temperatuur.

### Specificaties

<b>Deksel</b>	Nee
<b>Autoclaveerbaar</b>	Nee
<b>Samenstelling</b>	Kunststof
<b>Normeringen</b>	ISO 9001:2015
<b>sku</b>	1009904
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk