

1352468 - Onderzoekstafel Praxis 2 Elite - hydraulisch in hoogte verstelbaar - Pagode Blue - 1 st



Beschrijving

De Praxis 2 Elite is de opvolger van de succesvolle **Wesseling** Praxis 2 uit de Praxis serie. Deze lijn kenmerkt zich door een enorm bereik van 48-98 cm en heeft daarbij standaard hefvermogen van 225 kg. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel. De langere rugklep van de Praxis 2 Elite is 81 cm lang en zorgt voor een comfortabele zithouding.

Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

Specificaties

Merk	Wesseling
Product afmetingen	B 64 cm, L 198 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Hoogte	48-98 cm
Hefvermogen	225 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	40 s
sku	1352468
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Hydraulisch
Kleur	Pagode Blue
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk