

1533278 - DT80 T - aanzuigstelsysteem met telescopische arm



Beschrijving

DT80 T tafelmodel met klemmschroef voor het spannen op tafels etc.

Een kleine vacuümunit met telescopische draagarm, ontworpen voor incidenteel gebruik in de medische praktijk. Comfortabele bediening, bediening met één hand en een lange draagarm zijn de bijzondere kenmerken van dit model. Het systeem heeft bewezen regeltechnologie in vier drukniveaus en, zoals alle vacuümsystemen van Strässle, een automatische blaasfunctie, voor en na elk gebruik.

Dit model is ook te monteren op de Vexio kar.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|---|
| Merk | Strässle |
| Normeringen | EN ISO 14971 EN 980 EN ISO 1041 EN ISO 13485:2016 |
| sku | 1533278 |
| EKG categorie | Aanzuigsystemen |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |