

1105305 - WelchAllyn manuele bloeddrukmeter ds44 - flexiport manchet maat 11 - etui - 1 st



Beschrijving

- Zonder tandwiel
- Draaibare meter 360°
- Latexvrij
- Compact en lichtgewicht
- Meter klikt direct in de manchet, maakt snelle manchetwisselingen mogelijk

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1105305
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk