

1574774 - LA40 aromavernevelaar - 1 st



Beschrijving

Met de aromadiffusor verspreid je eenvoudig je favoriete geuren in de omgevingslucht. Het LED-licht kan van kleur veranderen en individueel worden aangepast aan uw gevoel. Creëer een sfeer waarin je je goed voelt. Met een microfijne ultrasone verstuiving geschikt voor ruimtes van 20m², is zeer energiebesparend met slechts 12 watt verbruik. De inhoud van de tank is 180 ml, wanneer de tank leeg is geeft de vernevelaar dit automatisch aan. Te gebruiken in timerfunctie met 1,3 of 7 uur continu.

Specificaties

Merk	Beurer
SKU leverancier	60626
sku	1574774
Type verpakking	Stuk