

## 1011290 - Bistourimesjes nr 15 - steriel - 1 x 100 st



### Beschrijving

De nr. 15 heeft een kleine gebogen snijkant en is de meest populaire bistouri mes, ideaal voor het maken van korte en precieze incisies.

### Specificaties

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Swann Morton                   |
| <b>Samenstelling</b>        | Roestvrij staal                |
| <b>Steriel</b>              | Ja                             |
| <b>Normeringen</b>          | ISO 1385:2016                  |
| <b>sku</b>                  | 1011290                        |
| <b>Bistouri nummer</b>      | 15                             |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                           |