

## 1012889 - Dauerbinde® F - lange rek windel - 10 cm x 7 m - 1 st



### Beschrijving

Dauerbinde® F van **Lohmann & Rausscher** is een lange rek windel die goed te variëren is. Dit is kenmerkend voor zowel de Dauerbinde® F als de Dauerbinde® K. Beide worden gebruikt als steunende en ontlastende windels voor banden en gewrichten. Vanwege de hoge rustdruk moet de lange rek windel in rusttoestand van de patiënt en 's nachts afgenomen worden. Het eenvoudige gebruik maakt aanleggen van de Dauerbinde ook mogelijk voor de verbandtechnisch minder geoefende gebruiker. De windels voegen zich goed naar het desbetreffende lichaamsdeel, zijn wasbaar en makkelijk te onderhouden.

## Specificaties

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Lohmann Rauscher                       |
| <b>Samenstelling</b>        | 63% katoen, 28% polyamide, 9% elastaan |
| <b>Steriel</b>              | Nee                                    |
| <b>Zelfklevend</b>          | Nee                                    |
| <b>sku</b>                  | 1012889                                |
| <b>Kleur</b>                | Wit                                    |
| <b>Maat</b>                 | 10 cm x 7 m                            |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse I           |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                                   |