

1542358 - Isolerende beker ThermoVital - rood - 200 ml - 1 st



Beschrijving

Variante van de Thermo 205, maar met 1 handvat. Speciale vormgeving binnenin, waardoor het drinken vergemakkelijkt. Hij werkt als een neusbeker en de aanpassing is onzichtbaar. Tevens maakt het niet uit langs welke kant men drinkt.

Dubbelwandig, waardoor goede isolerende eigenschappen. Combineerbaar met tuitje 806: kleine opening; tuitje 807: grote opening; non-drip tuitje 808: drinkdekseltje 811: verzonken drinkdekseltje 814: gesloten dekseltje 812.

Specificaties

Merk	Ornamin
Samenstelling	Polypropyleen
Deksel	Nee
Handvat	Ja
Isolerende beker	Ja
Schaalaanduiding	Nee
sku	1542358
Inhoud	200 ml
Kleur	Rood
Vorm	Trechtersvorm
Type verpakking	Stuk