

## 1552189 - ENDOMED 482



### Beschrijving

De Endomed 482 is het elektrotherapieapparaat voor de veeleisende therapeut. Hij beschikt over twee onafhankelijke stroomkanalen en alle stroomvormen van laag- tot middenfrequentie. Compleet, praktisch, snel en rationeel.

Elektrotherapie kent vele mogelijkheden en toepassingen. De inzet voor pijnbestrijding en spierstimulatie is wetenschappelijk goed onderbouwd. Gebruik van elektrotherapie is niet invasief, makkelijk toepasbaar en niet belastend voor de patiënt.

De Endomed 482 kenmerkt zich door bedieningsgemak met een touchscreen interface en door de uitgebreide bibliotheek met protocollen (maar liefst 42 stuks, evidence based en grafisch ondersteund).

#### Kenmerken

- Polyvalent: 2 onafhankelijke kanalen
- 42 evidence based en grafische ondersteunde protocollen voor elektrotherapie
- Touchscreen van hoge kwaliteit waardoor de parameters zeer duidelijk leesbaar zijn vanuit elke hoek
- Programmeerbaar: Naast de gestandaardiseerde protocollen kan u uw eigen protocollen opslaan en gemakkelijk oproepen
- Snel in gebruik: in 3 stappen start u de gekozen behandeling
- Dankzij de optionele batterij en de draagtas gebruikt u het toestel zowel in de praktijk als op locatie
- Grenzeloos dankzij 36 verschillende stroomvormen

## Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552189
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk