

1572205 - HEINE navulling met 5 bladen- 1 set - 1 st



Beschrijving

Het wegwerp laryngoscoopblad heeft de **HEINE** Classic+ bladvorm van 's werelds best verkochte integrale glasvezelblad. Bij correct gebruik voorkomt het wegwerp XP-mes kruisbesmetting van de ene patiënt naar de andere. Set Bevat: Miller 0 - mes, Miller 1 - mes, Mac 2 - mes, Mac 3 - mes, Mac 4 - mes.

- Hygiënisch en veilig.
- Optimale lichttransmissie door overmaatse lichtgeleider.
- Extreem helder: Hoogste verlichtingsniveau met HEINE 2,5V of 3,5V
- LED verlichting binnen laryngoscoop insert.
- Bladvorm geoptimaliseerd om de doorgang van de tube te vergemakkelijken.
- Patiëntvriendelijk met minder risico op letsel of beschadiging van tanden.
- Extreme torsiestijfheid, praktisch onbreekbaar.
- Bladen "bevrozen" niet en plakken niet aan de tong bij lage temperaturen.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINF-000.22.739
Steriel	Nee
Waterbestendig	Ja
Latex vrij	Ja
Samenstelling	Polycarbonaat, Phthalate vrij
Normeringen	ISO 7376
sku	1572205
Kleur	Grijs
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk