

1014748 - Gesloten linnenkar met wasty - 2 linnen zakhouders met pedaal - 1340 x 680 x 1150 mm - 1 st



Beschrijving

Een combinatie van ISEO-zakhouders en een roestvrijstalen kast. De deksels van de zakhouders moeten handmatig worden geopend. De opvangzakken voor vuil linnen zijn gescheiden van de rekken voor schoon linnen door een roestvrijstalen kast. Er zijn 2 verstelbare schappen. Een deur met 270° opening en sleutelslot. Bovenste schap met opvangrail doet ook dienst als duwbeugel.

Specificaties

Merk	France Hopital
Product afmetingen	B 68 cm, H 115 cm
Product diepte	134 cm
Aantal wielen	4
Pedaalbediening	Ja
sku	1014748
Compositie zakken	2 x 2 (in vierkant)
Configuratie vuile was	2 zakken
Materiaal	Inox
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk