

1575583 - DetectFOB Reagent Kit - 1 x 400 st



Beschrijving

De APACOR DetectFOB-reagentia detecteren en kwantificeren menselijke hemoglobine, een eiwit dat aanwezig is in bloed dat in lage concentratie kan worden gevonden in de ontlasting van patiënten. Dit eiwit is gevoelig voor afbraak in het maagdarmsstelsel, en daarom is het gebruik ervan beperkt tot de opsporing van bloedingen in de dikke darm. APACOR DetectFOB is een niet-invasieve immunologische test die op een eenvoudige en effectieve manier in darmkanker-screening kan worden gebruikt.

Specificaties

Merk	Apacor
sku	1575583
Aantal tests	400
Type verpakking	Set