


1539796 - Glijzeil - met ophanglint - dicht aan lange zijde - groen - 75 x 120 cm - 1 st



Beschrijving

De **Fico tunnelglijlakens** zijn speciaal ontworpen om dagelijkse transfers en herpositioneringen in bed **vlotter, veiliger en comfortabeler** te laten verlopen – zowel voor de gebruiker als de zorgverlener. Door de **uiterst lage wrijvingsweerstand** aan beide zijden van het laken, kan een cliënt moeiteloos worden verplaatst zonder onnodige belasting of pijn.

Voordelen voor zorg en patiënt:

Tunnelvorm met dubbele glijlaag

De gesloten lusstructuur zorgt voor twee soepel over elkaar schuivende lagen die **drukpunten verminderen** en het lichaamsgewicht optimaal verdelen.

Vermindering van fysieke belasting

Maakt draaien, verschuiven of verplaatsen mogelijk met minimale kracht – een ergonomische oplossing voor **verpleegkundigen en zorgmedewerkers**.

Zorgeloos comfort voor de cliënt

Gladde, lichte stof zorgt voor **zachte en pijnvrije transfers**, ideaal voor cliënten met beperkte mobiliteit of decubitusrisico.

Wasbaar en duurzaam

Gemaakt van sterk, lichtgewicht **nylon** – bestand tegen intensief gebruik in professionele zorgomgevingen.

Snelle en eenvoudige toepassing

Het glijlaken is **eenvoudig aan te brengen en te verwijderen** na de transfer, met handig **ophanglint** voor snelle opslag.

Toepassingen:

- Draaien van cliënten in bed
- Herpositioneren bij risico op doorligwonden (decubitus)
- Zijwaartse transfers naar bed, brancard of douchestretcher
- Verplaatsingen zonder wrijving of ongemak
- Ergonomisch werken voor zorgprofessionals

Specificaties

Merk	Fico
Samenstelling	Nylon 70 denier, PU silicone coating, 68 g/m ²
sku	1539796
Kant opening	Dicht aan de lange zijde
Maat	75 x 120 cm
Type verpakking	Stuk