

**1542075 - Handycup - zonder maataanduiding - met 2 handvaten -
transparant rood - 237 ml - 1 st**



Beschrijving

Variant van de bekende Handycup® vervaardigd uit hoogwaardige co-polyester. Hierdoor is hij meer geschikt voor industriële vaatwassers (tot 80°). Agressieve en/of chloorhoudende wasproducten zijn niet geschikt voor kunststoffen. Handycup® is een zeer kwalitatieve beker voor personen met krachts- en coördinatieverlies, ontwikkeld door Deense ergotherapeuten. De Handycup® biedt een handige en originele oplossing voor kinderen en volwassenen om het drinken te vergemakkelijken.

Specificaties

Merk	Other
Samenstelling	Polyester
Deksel	Nee
Handvat	Ja
Isolerende beker	Nee
Schaalaanduiding	Nee
sku	1542075
Inhoud	237 ml
Kleur	Transparant rood
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk