

1600576 - Renol crisis bag complete met slotsysteem - small/medium - 1 st



Beschrijving

De complete crisis bag werd ontwikkeld voor geagiteerde, agressieve patiënten. Hij maakt het voor verzorgers mogelijk de situatie snel onder controle te krijgen. Het pakket bevat een tailleband, verstevigingsriemen, een bekkenriem, een schouderriem, pols-en enkelbevestigingen, en de nodige sloten. Het materiaal heeft een anti-scheur eigenschap, is zeer zacht en aangenaam om aan te raken. Is niet-irriterend bij wrijving, bevat antimicrobiële middelen en is brandvertragend. De riemen mogen gewassen worden tot 95° en verandert niet door te wassen.

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RFBAG115RL
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Samenstelling	Nylon
sku	1600576
Maat bevestigingsriem	S-M
Sluiting	Sloten
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk