

1101735 - Linnenzakhouder voor 1 linnenzak - 1 deksel - pedaalbediening - 1 st



Beschrijving

linnenzakhouder van **France Hôpital**, een wasgoedverzamelaars bestaande uit een structuur in roestvrij stalen buis Ø 20 mm met zwenkwielen, Ø 80 / 100 mm en 4 rubberen bumpers. Zakhouder in nylon, met een ring voor het bevestigen van zakken in roestvrij staal, scharnier in kunststof, geïntegreerd op de zakhouder. Deksel in polypropyleen verkrijgbaar in 5 kleuren: wit (1545852), groen (1576755), rood (1545856), blauw (1560302) en geel (1576756). Kleuren door te geven bij bestelling.

Specificaties

Merk	France Hopital
Product afmetingen	B 440 cm, H 950 cm
Bijpassend deksel	1545852(wit); 1545856(rood); 1560302(blauw); 1576756(geel); 1576755(groen)
Pedaalbediening	Ja
Product diepte	540 cm
Aantal wielen	4
Afvalzakhouder	Nee
Aantal deksels inbegrepen	1
sku	1101735
Compositie zakken	In lijn
Configuratie vuile was	1 zak
Materiaal	RVS
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk