

1539641 - Texa® gaaskompressen - steriel - 5 x 5 cm - 50 x 2 st



Beschrijving

Texa® gaaskompressen zijn hydrofiele steriele gaaskompressen, geschikt als traditioneel wondverband met verschillende toepassingsmogelijkheden. Ze zijn zacht en soepel, sterk absorberend, luchtdoorlatend en trekvast. De kompressen zijn gemaakt van 100% katoen, bevatten 17 draden en zijn chirurgisch geplooid met een verzonken franje.

Specificaties

Merk	Texa
Samenstelling	100% katoen - 17-draads geweven
Steriel	Ja
sku	1539641
Aantal per verpakking	50 x 2 st
Lagen	8-laags
Maat	5 x 5 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
Type verpakking	Doos