

1102566 - Versatus™ -WP I.V. katheter - 14G x 45 mm - oranje - 1 x 50 st



Beschrijving

Versatus™ WP I.V. katheters is een steriele perifere katheter voor eenmalig gebruik. Met een gevleugelde naald met poort, bedoeld voor toegang tot het perifere vasculaire systeem.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+DU1445PX(NIEUWSR+DU1445PD)
Samenstelling	• Katheter: polyurethaan + BaSO₄ • Katheterhub met vleugels: polypropyleen • Canule (interne naald): roestvrij staal • Naaldhub: copolymeer styreen butadieen • Luer-lock cap: polypropyleen • Filter ontluuchtingsfitting: polyethyleen • Behuizing ontluuchtingsfitting: styreen butaan co-polymeer • Poort afsluiting: polypropyleen • Injectiepoortklep: silicone rubber • Protector: polyethyleen
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Debiet	290 milliliter per minute
Interne diameter katheter	1.55 mm
Externe diameter katheter	2 mm
Veiligheidsmechanisme	Ja
sku	1102566
Afmeting	14G x 45 mm
Afmeting in mm	2 x 45 mm
Kleur	Oranje
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos