

1549055 - 3M™ Littmann® Classic III stethoscoop - caraïbisch blauw - regenboog - 1 st



Beschrijving

De **3M™** Littmann® Classic III stethoscoop is de meest recente versie van de stethoscoop die miljoenen medische professionals helpt optimaal te presteren. De Classic III is een stethoscoop met een hoge akoestische gevoeligheid bij het uitvoeren van lichamelijk onderzoek. Voorzien van een dubbelzijdig, instelbaar membraan, die makkelijk is te om te bouwen naar een kelk, een nieuwe en verbeterde slang en nog veel meer. Kortom, de 3M™ Littmann® Classic III verbindt het nieuwe met het traditionele. Geschikt voor niet-kritieke zorgomgevingen zoals medische diensten, verpleegafdelingen, gynaecologen, poliklinieken en huisartsenpraktijken.

Specificaties

Merk	Solventum
Gewicht product	0.15 kg
Digitaal	Nee
Verstelbaar membraan	Ja
Lengte slang	69 cm
Samenstelling	Membraam: epoxy en glasvezel, oorbeugel: geanodiseerd aluminium, borststuk: roestvrij staal, latexvrij
	Nee
sku	1549055
Kleur steel	Geel
Akoestische prestaties	7-8
Binaurale constructie	Enkelvoudige slang
Kleur	Caraïbisch Blauw
Materiaal membraan	Epoxy glasvezel
Technologie borststuk	Dubbelzijdig
Toepassing	Lichamelijk onderzoek
Type stethoscoop	Classic III
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk