

1549934 - Zuurstofsaturatiemeter PO40 - 1 st



Beschrijving

Met deze kleine **Beurer** zuurstofsaturatiemeter kunt u eenvoudig uw arteriële zuurstofverzadiging, hartslag en perfusie-index bepalen. Het apparaat is klein en licht - voor gebruik thuis en onderweg. Luchtwegaandoeningen zoals astma, COPD, COVID-19, lange COVID en andere longziekten kunnen leiden tot een daling van de zuurstofverzadiging. Klinisch gevalideerde nauwkeurigheid voor thuisgebruik. Bijzonder geschikt voor personen met: hartfalen, chronische obstructieve longziekten, bronchiale astma. Ook geschikt om te gebruiken tijdens het sporten op grote hoogtes. De meter schakelt automatisch na lange tijd van inactiviteit, heeft een lage batterij indicator.

Voordelen

- Meting van SpO2 als mogelijk vitaal teken bij acute ziekten, hartslag (pols) en perfusie-index (PI)
- Symboolweergave voor onnauwkeurige metingen
- Grafische weergave hartslag

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 3.3 cm, H 3.7 cm, L 5.8 cm
Gewicht product	0.057 kg
Geheugen	Nee
Bluetooth	Nee
Met snoer	Ja
Type batterij	AAA
Bebat tax	0.05 EUR
LED kleurenscherm	Ja
Met ritmestroom	Ja
Aantal batterijen	2
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1549934
Doelgroep	Volwassenen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk