

1575413 - Elmasonic Med 30 - exclusief mandje - 1 st



Beschrijving

Elmasonic Med machines worden gebruikt voor de voorreiniging van instrumenten, protheses en implantaten in medische en dentale centra, ziekenhuizen, dental laboratoria, podologie centra, tattoo en piercing studio's. De combinatie van een ultrasone frequentie van 37 kHz met 5 ultrasone modes zorgt ervoor dat zelfs hardnekkige verontreinigingen kunnen verwijderd worden.

Specificaties

Merk	Elma Sonic
Volume bokaal	1600 ml
Buitenafmetingen (l x h x d)	305 x 230 x 170 mm
Binnenafmetingen (dxD)	220 x 95 x 120 mm
sku	1575413
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk