

1624648 - PosiFlush XS - 10 ml spuit voorgevuld met 10 ml NaCl 0,9% - 240 st



Beschrijving

De **BD PosiFlush™ Prefilled Saline Syringe** is een voorgevulde 10 mL zoutoplossingsspuit die voldoet aan de aanbevelingen van de meeste PICC-fabrikanten. Deze spuit is ontworpen om **veilige en consistente spoelingen** te bieden bij centrale en perifere katheters, terwijl het **klinische workflow versnelt** en **infectierisico's vermindert**.

Belangrijkste kenmerken:

- **Voldoet aan PICC-aanbevelingen:** spoeling met 10 mL spuit voor veilige drukopbouw
- **Gebruiksklaar en voorgevuld:** elimineert de noodzaak van manuele voorbereiding
- **Verhoogt efficiëntie** van het zorgpersoneel en reduceert tijdsverlies
- **Vermindert kans op contaminatie** door aseptisch verpakte single-use oplossing
- Latexvrij en steriel, **veilig voor gevoelige patiënten**

Toepassingsgebieden:

- Spoeling van PICC-lijnen, midlines en perifere infusen
- Ziekenhuizen, dagklinieken, thuiszorg en spoedzorg
- Oncologie, IV-therapie en intensieve zorg

Voor wie?

- Verpleegkundigen, infusiespecialisten en thuiszorgmedewerkers
- Zorginstellingen die inzetten op tijdwinst en infectiepreventie

BD PosiFlush™ Prefilled Saline Syringes bieden een betrouwbare, tijdbesparende en veilige oplossing voor dagelijkse infusiezorg. Een onmisbaar hulpmiddel in elke patiëntgerichte omgeving waar efficiëntie en hygiëne centraal staan.

Specificaties

Merk	BD
Normeringen	ISO 15223-1
sku	1624648
Samenstelling	Zoutoplossing: Sodium Chloride 0.9%, vat: polypropyleen; dop: polypropyleen en kleurstof, stopper: elastomeer, zuigerstang: polypropyleen: glijmiddel: silicone olie
Inhoud	10 ml
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse III
Type verpakking	Doos