


## 1622026 - ECG Elektroden - TAB - hydrogel - adult - 34x23mm - 10x100 st



### Beschrijving

TAB-electroden zijn vooral bedoeld om kortdurende rust -ecg's af te nemen. Ze zijn eenvoudig aan te brengen en comfortabel om te dragen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Sorimex
<b>sku</b>	1622026
<b>Normeringen</b>	ISO 13485:2016-07
<b>Radio opaque</b>	Nee
<b>Basismateriaal</b>	PET papier
<b>Gelsoort</b>	Hydrogel
<b>Materiaal drukknop aansluiting</b>	Niet van toepassing
<b>Shelflife</b>	2 jaar
<b>Toepassing</b>	Resting tests
<b>Doelgroep</b>	Volwassenen
<b>Maat</b>	23 x 34 mm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Doos