

## 1544789 - Verblijfstilband met hoofdsteun - met clips - M - 1 st



### Beschrijving

In-situ Hi-Easy superfine Plus met clips en verstelbare integrale hoofdsteun en met verwijderbare baleinen aan het ruggedeelte. De In-Situ Hi-Easy Plus ondersteunt het lichaam volledig bij verplaatsingen en is makkelijk aan te brengen dankzij een comfortabele stof aan de beenzones. Heeft een universele clipbevestiging die na de verplaatsing van de patiënt die de tilband in situ kan laten mits een toepasselijke risicobeoordeling.

#### Afmetingen schouderomtrek:

Small 86-96 cm  
Medium 96-108 cm  
Large 108-130 cm  
Extralarge 130-144 cm  
Extra extralarge 144-160 cm

#### Afmetingen hoogte:

Small 66-74 cm  
Medium 74-80 cm  
Large 80-88 cm  
Extralarge 88-100 cm  
Extra extralarge 96-104 cm

## Specificaties

<b>Merk</b>	Silvalea
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	100% Polyester
<b>Hoofdsteun</b>	Ja
<b>sku</b>	1544789
<b>Bevestiging tilbanden</b>	Clips
<b>Maat</b>	M
<b>Max. gewicht volwassene</b>	220 kg
<b>Type tilband</b>	Verblijfstilband
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk