

1352456 - Onderzoekstafel Praxis 2 Elite - elektrisch in hoogte verstelbaar - Pagode Blue - 1 st



Beschrijving

De Praxis 2 Elite is de opvolger van de succesvolle **Wesseling** Praxis 2 uit de Praxis serie. Deze lijn kenmerkt zich door een enorm bereik van 42-112 cm en heeft daarbij een standaard hefvermogen van 225 kg. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel. De langere rugklep van de Praxis 2 Elite is 81 cm lang en zorgt voor een comfortabele zithouding.

Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

Specificaties

Merk	Wesseling
Product afmetingen	B 64 cm, L 198 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Nee
Hoogte	42-112 cm
Hefvermogen	225 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	40 s
sku	1352456
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Kleur	Pagode Blue
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk