

1572321 - Sloop katoen/polyester voor Relax pillow kussen - gitane lined - 1 st



Beschrijving

Om een optimale hygiëne en een lange levensduur van het kussen te garanderen, raden wij u aan om het kussen te voorzien van een sloop.

Lichte kleurverschillen zijn mogelijk.

De sloop in badstof is wasbaar op 85°C, alle andere slopen zijn wasbaar op 60°C.

Specificaties

Merk	Fico
sku	1572321
Kleur sloop	Gelijnd gitane
Materiaal	Katoen/polyester
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	60 °C
Type verpakking	Stuk