

1012716 - Agani™ naalden - 20G x 1,5" - geel - 100 st



Beschrijving

Agani™ naalden van **Terumo** hebben een nauwkeurig gevormde naaldpunt met siliconen coating.

De scherpe punt vergemakkelijkt de penetratie van de huid en helpt het trauma te minimaliseren. De siliconen coating zorgt voor glij-eigenschappen en maakt een soepele inbreng mogelijk. De diameter van de naald is te herkennen aan de ISO-kleurgecodeerde hub.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	AN*2038R1
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none">• Hub: polypropyleen + master batch• Canule: roestvrij staal• Kleefstof: epoxylijm• Glijmiddel: siliconen olie
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1012716
Bevel	Regular 11°
Afmeting	20G x 1 1/2"
Afmeting in mm	0,9 x 40 mm
Injectietoepassing	Intradermaal
Kleur	Geel
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos