

1603848 - PosiFlush XS - 10 ml spuit voorgevuld met 5 ml NaCl 0,9% - 240 st



Beschrijving

PosiFlush® zijn kant-en-klare, voorgevulde spuiten met fysiologisch zout (0,9% NaCl) die worden gebruikt om infuurskatheters veilig door te spoelen.

Bij de XS-variant is zowel de zoutoplossing aan de binnenkant als de buitenkant van de spuit volledig steriel. Deze spuiten zitten in een speciale blisterverpakking en mogen direct op een steriel veld (zoals in de operatiekamer of bij anesthesie) worden geopend en gebruikt.

Specificaties

Merk	BD
Normeringen	ISO 15223-1
Samenstelling	Zoutoplossing: Sodium Chloride 0.9%, vat: polypropyleen; dop: polypropyleen en kleurstof, stopper: elastomeer, zuigerstang: polypropyleen: glijmiddel: silicone olie
sku	1603848
Inhoud	5 ml
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse III
Type verpakking	Doos