

1544370 - Aspiratietoestel Aspira Plus - 1 st



Beschrijving

Professioneel aspiratietoestel van Flaemnuova voor medisch en chirurgisch gebruik in zorginstellingen, ziekenhuizen, thuiszorg en faryngeale afzuiging. De flessenhouder kan aan de rechter -of linkerkant geplaatst worden en bevat een PC-fles van 1l met schaalverdeling. Deze en de siliconen aansluitslangen kunnen worden gesteriliseerd worden voor een optimale hygiëne. Het past op een hydrofobe en antibacteriële filter. De buitenkant is gemaakt van kunststof wat zorgt voor een duurzaam design en tegelijkertijd lichtgewicht is voor tijdens transports met een geïntegreerde handgreep.

- Stil
- Pot en tube zijn steriliseerbaar
- 20l/min
- Pothouder
- Instelbaar vacuümniveau

Specificaties

Merk	Flaemnuova
Max. airflow	20 L/m
Volume bokaal	1000 ml
sku	1544370
Alimentatie	Netstroom
Type container	Autoclaveerbare container
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk