

1023470 - Fagron ontsmettingsalcohol 90% - 5 liter - 90% gedenatureerd - 1 st



Beschrijving

Een krachtige ontsmettingsalcohol met 90% gedenatureerd ethanol van 5 liter die snel inwerkt na 30 seconden. Gebruik deze oplossing voor het ontsmetten van oppervlakten en instrumenten zoals stethoscopen.

Gebruiksaanwijzing: Breng de ontsmettingsalcohol rechtstreeks of met behulp van een steriel kompres aan op de huid of instrumenten.

Specificaties

Samenstelling	ethyl alcohol, water
Latex vrij	Ja
sku	1023470
Soortgelijke producten	Ja
Type verpakking	Stuk