

## 1600080 - Linido verrijdbare douche-toiletstoel zithoogte 53 cm - open voorzijde - RVS gepolijst - wit - 1 st



### Beschrijving

De **Linido verrijdbare douche-toiletstoel** combineert comfort, stabiliteit en gebruiksgemak. Met een **zachte PUR toiletzitting** (open voorzijde), **ergonomische arMLEUNINGEN**, en **vier robuuste zwenkwielen (Ø125 mm)** met dubbele rem, is deze stoel ideaal voor veilig douchen en toiletbezoek – losstaand of boven een toilet geplaatst.

Verkrijgbaar **met of zonder in hoogte verstelbare voetensteun**. De rugleuning is voorzien van duurzame, waterbestendige HT-bekleding die zich aanpast aan de lichaamstemperatuur voor extra comfort.

#### Voordelen in één oogopslag:

- Zachte, scharnierende zitting (open of gesloten)
- Gepolijst RVS
- Individueel opklapbare arMLEUNINGEN
- Duurzame zwenkwielen met dubbele rem
- Waterbestendig, stevig buisframe
- Onderhoudsvriendelijk en geschikt voor vochtige ruimtes
- Accessoires zoals inzetstukken en reservezittingen beschikbaar
- Sterk en stevig, biedt een betrouwbare ondersteuning voor gebruikers met een gewicht van maximaal 200 kg

## Specificaties

<b>Merk</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2136.1212-00
<b>Wielen</b>	Ja
<b>sku</b>	1600080
<b>Armsteunen</b>	Ja
<b>Rugleuning</b>	Ja
<b>Materiaal</b>	Staal gecoat
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk