

## 1544006 - Renol ambulante tailleband met polsbevestigingen - 1 st



### Beschrijving

Gebruik deze riem, die om de taille wordt bevestigd, waardoor de polsen van de patiënt langs het lichaam kunnen worden geïmmobiliseerd dankzij de geïntegreerde fixatie. Het comprimeert de bloedsomloop niet en biedt veel comfort. Twee beveiligingssystemen : een velcro-systeem en een systeem met een slot. Optie vereist: 3 sloten + 1 sleutel

## Specificaties

<b>Merk</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFB11650
<b>Noodzakelijke opties</b>	3 sloten + 1 sleutel
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1544006
<b>Breedte riemen</b>	Niet van toepassing
<b>Breedte tailleband</b>	Niet van toepassing
<b>Fixatie categorie</b>	Riemen
<b>Gebruik fixatiemateriaal</b>	In bed/brancard
<b>Maat bevestigingsriem</b>	S-M
<b>Sluiting</b>	Sloten
<b>Soort bevestiging</b>	Ventrale bevestiging
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk