


## 1601613 - Tilband - Ergo - L - 100 - 126 cm - 250 kg - Staand- met lussen



### Beschrijving

De hoogwaardige sta-tilband van **Ergolet** is ontworpen om uitzonderlijk comfort en ondersteuning te bieden tijdens transfers. Met extra zachte padding aan de bovenrand zorgt de tilband voor een aangename pasvorm, terwijl het anti-slipmateriaal aan de binnenkant van de rug extra stabiliteit en veiligheid biedt.

Speciaal ontwikkeld voor gebruik met Ergolet sta-hulpmiddelen, biedt deze sta-tilband ongeëvenaarde eenvoud en betrouwbaarheid, wat zowel de gebruiker als de verzorger gemoedsrust geeft.

De sta-tilband beschikt over:

- **Anti-slip** aan de binnenkant van de band om verschuiving tijdens het tillen te voorkomen.
- **Zachte padding** onder de armen voor extra comfort.
- Een **strap met klittenband en een gesp**.
- Een **positioneringszakje** voor het beter plaatsen van de tilband wanneer de gebruiker in een rolstoel zit.
- Een **gekleurde lus** aan de bovenkant van de rug om de maat en de middenlijn aan te duiden. De kleurgecodeerde banden maken het eenvoudiger om de juiste tilband te kiezen en zorgen voor de correcte liftconfiguratie, waardoor efficiënt en veilig werken wordt bevorderd.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Ergolet
<b>sku</b>	1601613
<b>Hoofdsteun</b>	Ja
<b>Bevestiging tilbanden</b>	Lussen
<b>Maat</b>	L
<b>Materiaal</b>	Polyester
<b>Max. gewicht volwassene</b>	275 kg
<b>Type tilband</b>	Transfer tilband
<b>Type verpakking</b>	Stuk